

Thermoscan IP

Thermoscan IP soveltuu käyttöön, kun halutaan seurata lämpötilaa ja/tai kosteutta ja käytössä on vain Sensor Net Connect -yksiköitä. Yksiköiden määrä on rajoittamaton, mutta ohjelma on asennettavissa vain yhdelle koneelle.


Ominaisuudet:

- reaaliaikainen valvonta ja ohjelmointi
- graafien ja taulukoiden tulostus
- tiedot tallentuvat automaattisesti koneelle
- hälytykset sähköpostitse ja pop up -ikkunoin
- tulokset Excel- tai PDF-muodossa
- kertalicenssi, ei vuosimaksuja
- toimii ilman Internet-yhteyttä paikallisverkossa

Ohjelma soveltuu vain seuraaville antureille:

- -50...+90°C litteä kaapeli
- -200...+250°C litteä kaapeli
- -20...+85°C / 0...100 %RH

Thermoscan IP



Thermotrack Webservice



Thermotrack Webservice

Thermotrack Webservice toimii pilvipalveluna, tarvitset vain käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ohjelma on erityisen kätevä silloin, kun on tarve valvoa laitteita eri toimipisteissä. Liitettävien laitteiden ja käyttäjien määrä on rajoittamaton; lisenssi on anturikohtainen.

Ominaisuudet:

- reaaliaikainen valvonta ja ohjelmointi (Sensor Net Connect)
- nappien lukeminen ja ohjelmointi
- hälytykset sähköpostitse, pop up -ikkunoin tai lisämaksusta tekstiviestitse
- haluttaessa automaattinen raportointi sähköpostiin
- graafien ja taulukoiden tulostus
- tietojen tallennus pilveen >5 vuodeksi
- CFR21 part 11 mukainen
- tiedot tallentuvat keskitetysti eli ne voidaan lukea mistä vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla
- soveltuu myös Android-puhelimen lukijalle
- anturi-/nappikohtainen vuosi- tai kertamaksullinen lisenssi
- kalibrointiohjelmopaketti saatavana

Ohjelman soveltuvuus:

Soveltuu käytettäväksi kaikkien Sensor Net Connect antureiden, interface -lisäosien ja nappiloggerien lukijoiden kanssa.

Interface -lisäosien kanssa voidaan valvoa mitä tahansa mittalaitteita, joissa on jännite- tai virtaviesti mahdollisuus.

Voit lukea ja ohjelmoida myös muiden valmistajien nappiloggeria, mikäli sitä ei ole erikseen estetty.