

pH-elektrodi polymeeriä, kartiokärjellä

Elektrodi on tarkoitettu erityisesti maaperän pH:n mittaamiseen. Mittausalue on 0...14 pH, käyttölämpötila -10...+80 °C.

6030-0031

**pH-elektrodi polymeeriä, nesteille**

Elektrodi on tarkoitettu erityisesti nesteiden pH:n mittaamiseen. Mittausalue on 0...14 pH, käyttölämpötila -10...+80 °C.

6030-0030

**pH-elektrodi 2 PORE K veitsellä**

Elektrodissa on lämpötila-anturi ja veitsipää. Mittausalue on 0...14 pH, 0...+60 °C.

6030-0064

**pH-elektrodi polymeeriä, FLAT pinnoille**

Elektrodi on tarkoitettu erilaisten pintojen pH:n mittaamiseen. Mittausalue on 0...14 pH, käyttölämpötila 0...+60 °C.

6030-0051

**pH-elektrodi FLOW KCl 3M**

Elektrodi on tarkoitettu korkeaviskoosisten ja matalaionisten näytteiden pH:n mittaamiseen. Sisältää kalibrointitodistuksen. Mittausalue on 0...14 pH, käyttölämpötila -10...+80 °C.

6030-0050

**pH-elektrodi MICRO KCl 3M, <2ml näytteille**

Elektrodi on tarkoitettu alle 2 ml näytteiden pH:n mittaamiseen. Mittausalue on 0...14 pH, käyttölämpötila 0...+100 °C.

6030-0053

**pH-elektrodi MICRO SPECIAL KCl 3M, NMR**

Elektrodi on tarkoitettu NMR putkissa olevien näytteiden pH:n mittaamiseen. Mittausalue on 0...14 pH, käyttölämpötila 0...+100 °C.

6030-0055

**pH-elektrodi polymeeriä 2 PORE T**

Elektrodissa 30 kOhm NTC lämpötila-anturi sekä BNC liitin. Mittausalue on 0...14 pH, 0...+60 °C.

6030-0060

**Maahantuonti, myynti, huolto:**

Mikor-Instruments Oy
Kirjokannenkatu 11
20660 Littoinen

Puhelin: 02- 237 5180
Sähköposti: info@mikor-instruments.fi
Internet: www.mikor-instruments.fi

pH-elektrodi STANDARD, yleiskäyttöön

Elektrodi sopii yleiskäyttöön. Saatavilla BNC tai DIN liittimellä. Mittausalue 0...14 pH, käyttölämpötila -10...+100 °C.

6030-0033

**pH-elektrodi Standard T-DIN KCl 3M, yleis**

Elektrodi on tarkoitettu yleiskäyttöön. Sisältää lämpötila-anturin NTC 30 kOhm 4mm banaaniliitännällä. Mittausalue on 0...14 pH, -10...+80 °C. Sisältää kalibroitodistuksen.

6030-0039

**pH-elektrodi 201T lämpötila-anturilla**

Elektrodissa on lämpötila-anturi NTC 30 kOhm ja kiinteä liitäntäkaapeli BNC liittimellä sekä RCA/Cinch liittimellä. Mittausalue on 0...14 pH, 0...+60 °C.

6030-0070

**pH-elektrodi HA KCl 3M, korkea-alkaalisille**

Elektrodi on tarkoitettu korkea-alkaalisten näytteiden pH:n mittaamiseen. Sisältää kalibroitodistuksen. Mittausalue on 0...14 pH, käyttölämpötila -10...+100 °C.

6030-0034

**pH-elektrodi HA KCl 3M, suolahapolle**

Elektrodi on tarkoitettu suolahaponäytteiden pH:n mittaamiseen. Sisältää kalibroitodistuksen. Mittausalue on 0...14 pH, käyttölämpötila -10...+100 °C.

6030-0035

**pH-elektrodi FOOD SLIM, ruuille**

Elektrodi on kapeakärkinen ja on tarkoitettu ruokanäytteiden pH:n mittaamiseen. Mittausalue on 0...14 pH, käyttölämpötila 0...+100 °C.

6030-0061

**pH-elektrodi FOOD, ruuille**

Elektrodi on tarkoitettu erilaisten ruokanäytteiden pH:n mittaamiseen. Mittausalue on 0...14 pH, käyttölämpötila -10...+100 °C.

6030-0056

**pH-elektrodi ZAVATRODE KCl, juustoille**

Elektrodi on tarkoitettu erityisesti juuston pH:n mittaamiseen. Mittausalue 0...14 pH, käyttölämpötila 0...+60 °C.

6030-0062

**Maahantuonti, myynti, huolto:**

Mikor-Instruments Oy
Kirjokannenkatu 11
20660 Littoinen

Puhelin: 02- 237 5180
Sähköposti: info@mikor-instruments.fi
Internet: www.mikor-instruments.fi