

Johtokykyelektrodi VPT80/1, ultrapuhdas vesi

Anturissa lämpötila-anturi NTC 30kOhm ja kiinteä liitäntäkaapeli BNC liittimellä sekä RCA/Cinch-liitin. Mittausalue on 10µS...10mS, 0...+80 °C. Vain PC-sarjoille.

6030-0081

**Johtokykyelektrodi VP8, ultrapuhdas vesi**

Kiinteä liitäntäkaapeli BNC liittimellä. Mittausalue 10µS...10mS. Käyttölämpötila 0...+80 °C. Vain PC-sarjoille.

6030-0080

**Johtokykyelektrodi VP8, ultrapuhdas vesi**

Anturissa lämpötila-anturi NTC 30kOhm ja kiinteä liitäntäkaapeli BNC liittimellä sekä RCA/Cinch-liitin. Mittausalue on 0,1µS...1mS. Käyttölämpötila 0...+80 °C. Vain PC-sarjoille.

6030-0080

**Johtokykyelektrodi VPT80/10, merivesi**

Anturissa lämpötila-anturi NTC 30kOhm ja kiinteä liitäntäkaapeli BNC liittimellä sekä RCA/Cinch-liitin. Mittausalue on 100µS...200mS, 0...+80 °C. Vain PC-sarjoille.

6030-0083

**Johtokykyelektrodi VPT80/4 moninapaliittimellä**

Anturissa lämpötila-anturi NTC 30kOhm ja moninapaliitin. Mittausalue on 10µS...200mS, 0...+60°C. Vain PC-sarjoille.

6030-0084

**Redox-elektrodi PLAST ORP GEL**

Anturissa on platinakärki. Kiinteä liitäntäkaapeli BNC liittimellä tai S7 yhteydellä Mittausalue on ±1000mV lämpötilassa 0...+60 °C.

6030-0078

**Redox- elektrodi STANDARD AG KNO 1M**

Anturissa on hopeakärki titrauskäyttöön. Kiinteä liitäntäkaapeli BNC liittimellä tai S7 yhteydellä Mittausalue on ±2000mV lämpötilassa -10...+80 °C.

6030-0076

**Redox- elektrodi STANDARD ORP KCI 3M**

Anturissa on S7 yhteys. Mittausalue on ±2000mV, lämpötilassa -10...+80 °C.

6030-0075

**Maahantuonti, myynti, huolto:**

Mikor-Instruments Oy
Kirjokannenkatu 11
20660 Littoinen

Puhelin: 02- 237 5180
Sähköposti: info@mikor-instruments.fi
Internet: www.mikor-instruments.fi