

**Thermotrack PC**

Thermotrack PC soveltuu käyttöön, kun käytössä on vain nappiloggereita. Ohjelma on saatavana yhdelle (SOLO), viidelle (CINCO) tai rajoittamattomalle (PRO) määrälle nappeja tarpeen mukaan. Ominaisuudet:

- nappien lukeminen ja ohjelmointi
- graafien ja taulukoiden tulostus
- tiedot tallentuvat koneelle
- CFR21 part 11 mukainen
- lisähintaan saatavana mm. synkronointi Android-puhelimen ohjelman kanssa sekä kalibrointi-ohjelma napeille.

Käyttäjän valittavissa olevat hyödylliset toiminnot:

- graafin tulostaminen automaattisesti
- automaattinen päivämäärävalinta nappia luettaessa
- automaattinen sähköpostiviesti nappia luettaessa, kun ylä- tai alaraja on ylittynyt
- automaattinen graafin lähetys sähköpostitse nappia luettaessa
- automaattinen arkistointi ohjelmaa suljettaessa ja/tai määrävälein

**Thermotrack Online**

Thermotrack Online -ohjelma toimii pilvipalveluna, tarvitset vain käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ohjelma on erityisen kätevä silloin, kun nappeja ohjelmoidaan ja luetaan eri toimipisteissä. Nappien määrä on rajoittamaton; lisenssi on lukijakohtainen. Ominaisuudet:

- nappien lukeminen ja ohjelmointi
- graafien ja taulukoiden tulostus
- tiedot tallentuvat pilvipalvelimelle vuodeksi
- kalibrointi-ominaisuus napeille
- soveltuu myös Android-puhelimen lukijalle
- tiedot tallentuvat keskitetysti eli ne voidaan lukea mistä vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla
- vuosi- tai kertamaksullinen lisenssi lukijalle

**Thermotrack Mobile Edition**

Android-puhelimeen tai tablettiin liitetulle lukijalle voi ladata sovelluksen veloitusetta Google Playstä. Nappien määrä on rajoittamaton. Haluttaessa puhelimen voi liittää osaksi Thermotrack Online -ohjelmaa, jolloin luetut tiedot näkyvät myös muilla laitteilla.

Ominaisuudet:

- nappien lukeminen ja ohjelmointi
- graafien lähetys sähköpostitse
- tiedonsiirto kaikkiin muihin Thermotrack-ohjelmiin (osa vaatii lisäohjelman)

**Huom!**

Thermotrack -ohjelmilla ja lukijoilla voit lukea ja ohjelmoida myös muiden valmistajien nappiloggereita, mikäli sitä ei ole erikseen estetty.



**Maahantuonti, myynti, huolto:**

**Mikor-Instruments Oy**  
Kirjokannenkatu 11  
20660 Littoinen

**Puhelin:** 02- 237 5180  
**Sähköposti:** info@mikor-instruments.fi  
**Internet:** www.mikor-instruments.fi