

PC5 testaussarja

PC5 on puikkomalliston monipuolisin mittari, jossa on seuraavat mitta-alueet:

- pH -2...16pH ja erottelukyky 0,01pH, tarkkuus $\pm 0,01$ pH
- johtokyky 0...200 μ S, 0...2000 μ S ja 0...20mS, erottelukyvyn valinta autom., referenssilämpötila valittavissa +20 °C tai 25 °C
- jännite ± 1000 mV, erottelukyky 0,1/1mV;
- kiintoainepitoisuus 0,1ppm...10ppt, erottelukyky 0,4...1,00, tarkkuus ± 1 %
- suolapitoisuus 0,01...10g/l, erottelukyvyn valinta automaattinen
- lämpötila 0...+50 °C, erottelukyky 0,1 °C, tarkkuus $\pm 0,2$ °C.

Laukussa on mittarin lisäksi bufferiliukset pH 4,01 ja pH 7,00 sekä 1413 μ S/cm, elektrodin säilytysliuos ja paristot.

PC 70 testaussarja

PC 70 on mallistonsa monipuolisin mittari, jossa on seuraavat mitta-alueet:

- pH -2...16pH ja erottelukyky valittavissa 0,1/0,01pH, tarkkuus $\pm 0,01$ pH. Autom. / manuaalinen referenssilämpötila 0...100 °C
- johtokyky 0,0...199,9mS, erottelukyky 0,1/1 μ S, 0,1/1mS ja automaattinen / manuaalinen referenssilämpötila 0...100 °C
- jännite ± 1999 mV, erottelukyky 0,1/1mV;
- kiintoainepitoisuus 0...100g/l, erottelukyky automaattinen, tarkkuus ± 1 %
- lämpötila -10...+110°C, erottelukyky 0,1 °C, tarkkuus $\pm 0,5$ °C.

Mittari on IP57 vesitiivis. Siinä on valittavissa kolmen pisteen automaattinen kalibrointi tai kahden pisteen kalibrointi käyttäjävälisillä pH-liuoksilla sekä neljän pisteen automaattinen kalibrointi tai yhden pisteen kalibrointi käyttäjävälisellä johtokykyliuoksella. CAL DUE-toiminto muistuttaa, kun on uusintakalibroinnin aika. Automaattinen (USA/NIST/DIN) bufferiliuosten tunnistus.

Mittarissa on kahden suureen yhtäaikaista näyttö, esim. pH/lämpötila tai johtokyky/lämpötila. Mittarissa on loggeritoiminto 500 mittaustuloksen muistilla. Siinä on lisäksi USB-portti, jolla se voidaan kytkeä tietokoneeseen. Tarvittava PC-ohjelmisto tulee mittarin mukana.



Laukussa on mittarin lisäksi bufferiliukset pH 4 ja pH 7 sekä elektrodin säilytysliuos. Mittarin saa tarvittaessa myös verkkolaitteella.

Maahantuonti, myynti, huolto:

Mikor-Instruments Oy
Kirjokannenkatu 11
20660 Littoinen

Puhelin: 02- 237 5180
Sähköposti: info@mikor-instruments.fi
Internet: www.mikor-instruments.fi